

CA

Note 2006-01 - 207 63128 - 1 - 2



IMPORTANT NOTICE

WICHTIGER HINWEIS / REMARQUE IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE / NOTA IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE / VIKTIG ANMÄRKNING
VIGTIGT / DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE / WAŽNE INFORMACJE
FONTOS MEGJEGYZÉS / ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Please refer to the new assigned values:
 Bitte beachten Sie die neu ermittelten Sollwerte:
 Veuillez tenir compte des nouvelles valeurs théoriques:
 Observe los nuevos valores teóricos:
 Si prega di prendere in considerazione i nuovi valori teorici:
 Consulte os novos valores teóricos:
 Vänligen beakta de nya åsatta värdena:
 Se de nye angivne værdier:
 Věnujte pozornost novým určeným hodnotám :
 Prosím použite novo definované hodnoty:
 Należy odnieść się do nowo wyznaczonych wartości:
 Nézze meg az új vonatkozó értékeket:
 Ανατρέξτε στις νέες καθορισμένες τιμές:

Calcium (CA)
COBAS INTEGRA 400/400plus/700/800
20763128 322, System-ID 07 6312 8

Plasma / Plazma / Osocze / Πλάσμα

Serum / SÉRUM / Suero / Siero / Soro / SÉRUM / Surowica / Szérum / Ορός

Urine / Urin / Orina / Urina / Moč / Mocz / Vizelet / Ούρα

	mmol/L	mg/dL	mEq/L=mval/L
LOT	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης

C.f.a.s., No. 10759350 190

166275	2.01	8.06	4.02
166276	2.04	8.18	4.08
166277	2.03	8.14	4.06
166278	2.02	8.10	4.04
166279	2.02	8.10	4.04
166280	2.03	8.14	4.06
167216	2.05	8.22	4.10
167217	2.07	8.30	4.14
167218	2.07	8.30	4.14
167219	2.07	8.30	4.14
167220	2.06	8.26	4.12
167221	2.08	8.34	4.16
168934	2.05	8.22	4.10
168935	2.06	8.26	4.12
168936	2.04	8.18	4.08
169826	2.02	8.10	4.04
169827	2.04	8.18	4.08
169828	2.01	8.06	4.02
169829	2.03	8.14	4.06
169830	2.04	8.18	4.08
169831	2.01	8.06	4.02

LOT	Roche mmol/L			Roche mg/dL			Roche mEq/L=mval/L		
	Value/Wert	Range/Bereich	1SD/1SD	Value/Wert	Range/Bereich	1SD/1SD	Value/Wert	Range/Bereich	1SD/1SD
	Valeur/Valor	Intervalle/Intervalo	1s/1DE	Valeur/Valor	Intervalle/Intervalo	1s/1DE	Valeur/Valor	Intervalle/Intervalo	1s/1DE
	Valore/Valor	Intervallo/Intervalo	1DS/1DP	Valore/Valor	Intervallo/Intervalo	1DS/1DP	Valore/Valor	Intervallo/Intervalo	1DS/1DP
	Värde/Værdi	Område/Område	1DP/1SD	Värde/Værdi	Område/Område	1DP/1SD	Värde/Værdi	Område/Område	1DP/1SD
	Hornota/Hodnota	Rozmezí/Rozsah	1SD/1SD	Hornota/Hodnota	Rozmezí/Rozsah	1SD/1SD	Hornota/Hodnota	Rozmezí/Rozsah	1SD/1SD
	Wartosć/Érték	Zakres/Tartomány	1SD/1SD	Wartosć/Érték	Zakres/Tartomány	1SD/1SD	Wartosć/Érték	Zakres/Tartomány	1SD/1SD
	Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD

Precipath U, No. 10171760 122, 10171778 122, 10651265 922 (Q.C.S.)

164681	3.28	2.89 - 3.67	0.13	13.2	11.7 - 14.7	0.5	6.56	5.78 - 7.34	0.26
167436	3.26	2.87 - 3.65	0.13	13.1	11.6 - 14.6	0.5	6.52	5.74 - 7.30	0.26
168009	3.33	2.94 - 3.72	0.13	13.4	11.9 - 14.9	0.5	6.66	5.85 - 7.47	0.27
168309	3.30	2.91 - 3.69	0.13	13.2	11.7 - 14.7	0.5	6.60	5.82 - 7.38	0.26
169210	3.15	2.76 - 3.54	0.13	12.6	11.1 - 14.1	0.5	6.30	5.55 - 7.05	0.25
169211	3.28	2.89 - 3.67	0.13	13.2	11.7 - 14.7	0.5	6.56	5.78 - 7.34	0.26
169839	3.40	2.98 - 3.82	0.14	13.6	12.1 - 15.1	0.5	6.80	5.99 - 7.61	0.27
169840	3.40	2.98 - 3.82	0.14	13.6	12.1 - 15.1	0.5	6.80	5.99 - 7.61	0.27
171368	3.31	2.92 - 3.70	0.13	13.3	11.8 - 14.8	0.5	6.62	5.84 - 7.40	0.26
171681	3.28	2.89 - 3.67	0.13	13.2	11.7 - 14.7	0.5	6.56	5.78 - 7.34	0.26

Precipath U plus, No. 12149443 122

164944	3.13	2.74 - 3.52	0.13	12.6	11.1 - 14.1	0.5	6.26	5.51 - 7.01	0.25
166448	3.04	2.68 - 3.40	0.12	12.2	10.7 - 13.7	0.5	6.08	5.36 - 6.80	0.24

LOT	mmol/L		mg/dL		mEq/L=mval/L	
	Sollwert	Bereich BÄK	Sollwert	Bereich BÄK	Sollwert	Bereich BÄK

Precinorm U, No. 10171735 122, 10171743 122, 10651257 922 (Q.C.S.)

164280	2.11	1.87 - 2.35	8.46	7.53 - 9.39	4.22	3.77 - 4.67
164919	2.22	1.98 - 2.46	8.90	7.91 - 9.89	4.44	3.96 - 4.92
167326	2.19	1.95 - 2.43	8.78	7.82 - 9.74	4.38	3.90 - 4.86
167486	2.23	1.99 - 2.47	8.94	7.95 - 9.93	4.46	3.98 - 4.94
167969	2.24	2.00 - 2.48	8.98	7.99 - 9.97	4.48	4.00 - 4.96
167972	2.24	2.00 - 2.48	8.98	7.99 - 9.97	4.48	4.00 - 4.96
168314	2.19	1.95 - 2.43	8.78	7.82 - 9.74	4.38	3.90 - 4.86
168317	2.19	1.95 - 2.43	8.78	7.82 - 9.74	4.38	3.90 - 4.86
169207	2.11	1.87 - 2.35	8.46	7.53 - 9.39	4.22	3.77 - 4.67
169208	2.22	1.98 - 2.46	8.90	7.91 - 9.89	4.44	3.96 - 4.92
170571	2.23	1.99 - 2.47	8.94	7.95 - 9.93	4.46	3.98 - 4.94
170574	2.23	1.99 - 2.47	8.94	7.95 - 9.93	4.46	3.98 - 4.94
171074	2.21	1.97 - 2.45	8.86	7.90 - 9.82	4.42	3.94 - 4.90
171075	2.21	1.97 - 2.45	8.86	7.90 - 9.82	4.42	3.94 - 4.90
171680	2.22	1.98 - 2.46	8.90	7.91 - 9.89	4.44	3.96 - 4.92
172101	2.19	1.95 - 2.43	8.78	7.82 - 9.74	4.38	3.90 - 4.86

Precinorm U plus, No. 12149435 122

166002	2.21	1.97 - 2.45	8.86	7.90 - 9.82	4.42	3.94 - 4.90
168539	2.15	1.91 - 2.39	8.62	7.66 - 9.58	4.30	3.82 - 4.78

LOT	mmol/L				mg/dL				mEq/L=mval/L			
	Sollwert	Bereich BÄK			Sollwert	Bereich BÄK			Sollwert	Bereich BÄK		

Precipath U, No. 10171760 122, 10171778 122, 10651265 922 (O.C.S.)

164681	3.28	2.92	-	3.64	13.2	11.7	-	14.7	6.56	5.84	-	7.28
167436	3.26	2.90	-	3.62	13.1	11.6	-	14.6	6.52	5.80	-	7.24
168009	3.33	2.97	-	3.69	13.4	11.9	-	14.9	6.66	5.94	-	7.38
168309	3.30	2.94	-	3.66	13.2	11.7	-	14.7	6.60	5.88	-	7.32
169210	3.15	2.79	-	3.51	12.6	11.1	-	14.1	6.30	5.61	-	6.99
169211	3.28	2.92	-	3.64	13.2	11.7	-	14.7	6.56	5.84	-	7.28
169839	3.40	3.04	-	3.76	13.6	12.1	-	15.1	6.80	6.05	-	7.55
169840	3.40	3.04	-	3.76	13.6	12.1	-	15.1	6.80	6.05	-	7.55
171368	3.31	2.95	-	3.67	13.3	11.8	-	14.8	6.62	5.90	-	7.34
171681	3.28	2.92	-	3.64	13.2	11.7	-	14.7	6.56	5.84	-	7.28

Precipath U plus, No. 12149443 122

164944	3.13	2.80	-	3.46	12.6	11.1	-	14.1	6.26	5.57	-	6.95
166448	3.04	2.71	-	3.37	12.2	11.0	-	13.4	6.08	5.42	-	6.74

COBAS INTEGRA, PRECINORM and PRECIPATH are trademarks of Roche.
©2006 Roche Diagnostics

2006-01



Roche Diagnostics GmbH, D-68298 Mannheim

For USA:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
US Customer Support 1-800-428-2336

