

HDLC3

Note 2006 - 02 - 04399803 - 1 - 1



IMPORTANT NOTICE

WICHTIGER HINWEIS / REMARQUE IMPORTANTE
 NOTA IMPORTANTE / NOTA IMPORTANTE
 NOTA IMPORTANTE / VIKTIG ANMÄRKNING
 VIGTIGT / DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE / WAŽNE INFORMACJE
 FONTOS MEGJEGYZÉS / ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Please refer to the new assigned values:
 Bitte beachten Sie die neu ermittelten Sollwerte:
 Veuillez tenir compte des nouvelles valeurs théoriques:
 Observe los nuevos valores teóricos:
 Si prega di prendere in considerazione i nuovi valori teorici:
 Consulte os novos valores teóricos:
 Vänligen beakta de nya åsatta värdena:
 Se de nye angivne værdier:
 Věnujte pozornost novým určeným hodnotám :
 Prosím použite novo definované hodnoty:
 Należy odnieść się do nowo wyznaczonych wartości:
 Nézze meg az új vonatkozó értékeket:
 Ανατρέξτε στις νέες καθορισμένες τιμές:

HDL-Cholesterol plus 3rd generation COBAS INTEGRA 400/400plus/700/800 04399803 190, System-ID 07 6833 2

Serum / Sérum / Suero / Siero / Soro / Sérum / Surowica / Szérum / Ορός
 Plasma / Plazma / Osocze / Πλάσμα

COBAS INTEGRA 400/400plus

	mmol/L	mg/dL	g/L
LOT	Calibration Value/Kalibrationswert	Calibration Value/Kalibrationswert	Calibration Value/Kalibrationswert
	Valeur de calibration/Valor de calibración	Valeur de calibration/Valor de calibración	Valeur de calibration/Valor de calibración
	Valore di calibrazione/Valor de calibração	Valore di calibrazione/Valor de calibração	Valore di calibrazione/Valor de calibração
	Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi	Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi	Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi
	Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie	Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie	Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie
	Wartość kalibratora/Kalibrációs érték	Wartość kalibratora/Kalibrációs érték	Wartość kalibratora/Kalibrációs érték
	Τιμή βαθμονόμησης	Τιμή βαθμονόμησης	Τιμή βαθμονόμησης

C.f.a.s. Lipids, No. 12172623 122, 12172623 160

171318	1.31	50.4	0.504
171730	1.47	56.6	0.566
173624	1.63	63.0	0.630

COBAS INTEGRA 700/800

	mmol/L	mg/dL	g/L
LOT	Calibration Value/Kalibrationswert	Calibration Value/Kalibrationswert	Calibration Value/Kalibrationswert
	Valeur de calibration/Valor de calibración	Valeur de calibration/Valor de calibración	Valeur de calibration/Valor de calibración
	Valore di calibrazione/Valor de calibração	Valore di calibrazione/Valor de calibração	Valore di calibrazione/Valor de calibração
	Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi	Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi	Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi
	Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie	Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie	Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie
	Wartość kalibratora/Kalibrációs érték	Wartość kalibratora/Kalibrációs érték	Wartość kalibratora/Kalibrációs érték
	Τιμή βαθμονόμησης	Τιμή βαθμονόμησης	Τιμή βαθμονόμησης

C.f.a.s. Lipids, No. 12172623 122, 12172623 160

171318	1.36	52.5	0.525
171730	1.53	59.1	0.591
173624	1.66	64.2	0.642

HDLC3

Note 2006 - 02-04399803 - 2-1

LOT	Roche mmol/L			Roche mg/dL			Roche g/L		
	Value/Wert	Range/Bereich	1SD/1SD	Value/Wert	Range/Bereich	1SD/1SD	Value/Wert	Range/Bereich	1SD/1SD
	Valeur/Valor	Intervalle/Intervalo	1s/1DE	Valeur/Valor	Intervalle/Intervalo	1s/1DE	Valeur/Valor	Intervalle/Intervalo	1s/1DE
	Valore/Valor	Intervallo/Intervalo	1DS/1DP	Valore/Valor	Intervallo/Intervalo	1DS/1DP	Valore/Valor	Intervallo/Intervalo	1DS/1DP
	Varde/Værdi	Område/Område	1DP/1SD	Varde/Værdi	Område/Område	1DP/1SD	Varde/Værdi	Område/Område	1DP/1SD
	Hornota/Hodnota	Rozmezí/Rozsah	1SD/1SD	Hornota/Hodnota	Rozmezí/Rozsah	1SD/1SD	Hornota/Hodnota	Rozmezí/Rozsah	1SD/1SD
	Wartość/Érték	Zakres/Tartomány	1SD/1SD	Wartość/Érték	Zakres/Tartomány	1SD/1SD	Wartość/Érték	Zakres/Tartomány	1SD/1SD
	Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD

Precinorm L, No. 10781827 122, 11240161 922 (Q.C.S.)

161396	1.21	0.91 - 1.51	0.10	46.9	35.5 - 58.3	3.8	0.469	0.355 - 0.583	0.038
163560	1.12	0.85 - 1.39	0.09	43.4	32.9 - 53.9	3.5	0.434	0.329 - 0.539	0.035
167425	1.34	1.01 - 1.67	0.11	51.7	39.4 - 64.0	4.1	0.517	0.394 - 0.640	0.041
171746	1.28	0.98 - 1.58	0.10	49.6	37.6 - 61.6	4.0	0.496	0.376 - 0.616	0.040

Precipath HDL/LDL, No. 11778552 122, 03004244 922 (Q.C.S.)

170162	0.909	0.690 - 1.128	0.073	35.1	26.7 - 43.5	2.8	0.351	0.267 - 0.435	0.028
170653	0.958	0.727 - 1.189	0.077	37.0	28.0 - 46.0	3.0	0.370	0.280 - 0.460	0.030

PRECINORM and PRECIPATH are trademarks of Roche.

©2006 Roche Diagnostics

2006-02



Roche Diagnostics GmbH, D-68298 Mannheim
USA: Roche Diagnostics Corporation, Indianapolis, IN
US Customer Support 1-800-428-2336

