

Testosterone II

cobas[®]
LOT 154749

 2010-07


Value sheet
 Wertebblatt
 Fiche de valeurs théoriques
 Ficha de valores
 Foglietto relativo ai valori teorici
 Folha de valores


Værdiskema
 Værdemark
 Pribalovy letak
 Tabuľka hodnôt
 Arkusz wartości
 A célértékeket tartalmazó adatlap
 Φύλλο τιμών

05200067 190

Kit	Bottle	Value	Range	1SD	Bottle	Value	Range	1SD	Units
Kit	Flasche	Wert	Bereich	1SD	Flasche	Wert	Bereich	1SD	Maßeinheit
Coffret	Flacon	Valeur	Intervalle	1s	Flacon	Valeur	Intervalle	1s	Unité
Estuche	Frasco	Valor	Intervalo	1DE	Frasco	Valor	Intervalo	1DE	Unidad
Confezione	Flacone	Valore	Intervallo	1DS	Flacone	Valore	Intervallo	1DS	Unità
Dispositivo	Frasco	Valor	Intervalo	1DP	Frasco	Valor	Intervalo	1DP	Unidades
Kit	Flaska	Värde	Område	1DP	Flaska	Värde	Område	1DP	Enhet
Kit	Flaske	Værdi	Område	1SD	Flaske	Værdi	Område	1SD	Enhed
Souprava	Nádobka	Hodnota	Rozmezí	1SD	Nádobka	Hodnota	Rozmezí	1SD	Jednotka
Súprava	Fľaška	Hodnota	Rozsah	1SD	Fľaška	Hodnota	Rozsah	1SD	Jednotka
Zestaw	Butelka	Wartość	Zakres	1SD	Butelka	Wartość	Zakres	1SD	Jednostka
Teszt	Flakon	Érték	Tartomány	1SD	Flakon	Érték	Tartomány	1SD	Mértékegység
Kit	Φιαλίδιο	Τιμή	Εύρος	1SD	Φιαλίδιο	Τιμή	Εύρος	1SD	Μονάδα
LOT	LOT				LOT				

PreciControl U1					PreciControl U2				
PreciControl Universal, 11731416 122, 922, 210, 160, 190					Elecsys 2010, MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 411 and cobas e 601				
151556	150552	5.95 20.6 595	4.17 – 7.74 14.4 – 26.8 417 – 774	0.60 2.06 59.5	150556	2.22 7.70 222	1.55 – 2.89 5.39 – 10.0 155 – 289	0.22 0.77 22.2	ng/mL nmol/L ng/dL
154686	154684	5.95 20.6 595	4.17 – 7.74 14.4 – 26.8 417 – 774	0.60 2.06 59.5	154685	2.22 7.70 222	1.55 – 2.89 5.39 – 10.0 155 – 289	0.22 0.77 22.2	ng/mL nmol/L ng/dL
181716	180675	6.10 21.2 610	4.27 – 7.93 14.8 – 27.6 427 – 793	0.61 2.12 61.0	180678	2.43 8.43 243	1.70 – 3.16 5.90 – 11.0 170 – 316	0.24 0.84 24.3	ng/mL nmol/L ng/dL

© 2009, Roche Diagnostics

 Roche Diagnostics GmbH, D-68298 Mannheim
 USA: Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
 US Customer Technical Support 1-800-428-2336

